

→ VERSUCH MACHT KLUG. VERGLEICH MACHT REICH. HOCHWERTIGES NAHTMATERIAL IN DER PRAKTISCHEN 24ER STAPELBOX.

mectron Deutschland Vertriebs GmbH, Waltherstr. 80/2001, 51069 Köln, tel +49 221 492015 0, fax +49 221 492015 29, www.mectron.de, info@mectron.de



medipac[®]
MEDICAL SUPPLIES

→ MEDIPAC[®] NAHTMATERIAL

- ist speziell auf zahnärztliche Chirurgie und Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie abgestimmt
- wird in praktischen Stapelboxen mit je 24 Stück geliefert
- alle gängigen Materialien sowie Nadel-Faden-Kombinationen lieferbar



mectron

medical technology



BESTELLSCHEIN PER FAX AN 0221/492015-29

Artikel	Stärke in USP	Länge in mm	Nadel in mm	Bezeichnung	Preis in €* je 24 Stück	Anzahl
---------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------------------	--------

→ P.G.A. violett eingefärbt, synthetisch, resorbierbar						
9623	3/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend	61,00	—
9123	3/0	75	17	1/2 Kreis, Rundkörper	70,00	—
9633	3/0	75	19	3/8 Kreis, schneidend	74,00	—
9923	3/0	75	20	1/2 Kreis, Rundkörper	70,00	—
9112	4/0	45	12	1/2 Kreis, Rundkörper	74,00	—
9622	4/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend	61,00	—
9122	4/0	75	17	1/2 Kreis, Rundkörper	70,00	—
9632	4/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend	74,00	—
9922	4/0	75	20	1/2 Kreis, Rundkörper	70,00	—
9611	5/0	45	12	3/8 Kreis, schneidend	76,00	—
9111	5/0	45	12	1/2 Kreis, Rundkörper	74,00	—
9621	5/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend	61,00	—
9121	5/0	75	17	1/2 Kreis, Rundkörper	70,00	—
9631	5/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend	70,00	—
9610	6/0	45	12	3/8 Kreis, schneidend	89,00	—
9210	6/0	45	12	3/8 Kreis, Rundkörper	85,00	—

→ MONOFAST violett, monofil, resorbierbar						
18133	3/0	75	22	1/2 Kreis, Rundkörper	89,00	—
18612	4/0	45	12	3/8 Kreis, schneidend	99,00	—
18622	4/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend	89,00	—
18122	4/0	75	17	1/2 Kreis, Rundkörper	89,00	—
18632	4/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend	99,00	—
18432	4/0	75	19	gerade Rundkörpernadel	99,00	—
18922	4/0	75	20	1/2 Kreis, Rundkörper	89,00	—
18132	4/0	75	22	1/2 Kreis, Rundkörper	89,00	—
18611	5/0	45	12	3/8 Kreis, schneidend	99,00	—
18111	5/0	45	12	1/2 Kreis, Rundkörper	99,00	—
18621	5/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend	99,00	—

→ PROPYLEN blau, monofil, nicht resorbierbar						
6623	3/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend	59,00	—
6333	3/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend	59,00	—
6633-4	3/0	75	19	3/8 Kreis, schneidend	59,00	—
6633S	3/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	99,00	—
6633S4	3/0	75	19	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	99,00	—
6612	4/0	45	12	3/8 Kreis, schneidend	80,00	—
6612S	4/0	45	12	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	139,00	—
6222	4/0	45	15	3/8 Kreis, schneidend	79,00	—
6622	4/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend	59,00	—
6622S	4/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	99,00	—
6632	4/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend	59,00	—
6632S	4/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	99,00	—
6632S4	4/0	75	19	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	99,00	—
6432	4/0	45	20	gerade Rundkörpernadel	69,00	—
6611	5/0	45	12	3/8 Kreis, schneidend	93,00	—
6211	5/0	60	12	3/8 Kreis, Rundkörper	89,00	—
6611S	5/0	45	12	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	145,00	—
6221	5/0	45	15	3/8 Kreis, schneidend	79,00	—
6621	5/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend	59,00	—

Artikel	Stärke in USP	Länge in mm	Nadel in mm	Bezeichnung	Preis in €* je 24 Stück	Anzahl
---------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------------------	--------

→ PROPYLEN blau, monofil, nicht resorbierbar						
6621S	5/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	99,00	—
6631	5/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend	59,00	—
6631S	5/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	99,00	—
6431	5/0	45	20	gerade Rundkörpernadel	69,00	—
6600	6/0	45	10	3/8 Kreis, schneidend	112,00	—
6600S	6/0	45	10	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	162,00	—
6610	6/0	45	12	3/8 Kreis, schneidend	108,00	—
6210	6/0	60	12	3/8 Kreis, Rundkörper	99,00	—
6210T	6/0	45	12	3/8 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	89,00	—
6610S	6/0	45	12	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	159,00	—
6220	6/0	45	15	3/8 Kreis, schneidend	84,00	—
6620	6/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend	62,00	—
6620S	6/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	99,00	—
6630	6/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend	59,00	—
6630S	6/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	99,00	—
6899	7/0	60	8	3/8 Kreis, Rundkörper	165,00	—
6898	8/0	45	8	3/8 Kreis, Rundkörper	165,00	—

→ POLYAMID blau, monofil, nicht resorbierbar						
4634	2/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend	52,00	—
4623	3/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend	59,00	—
4633	3/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend	52,00	—
4633-4	3/0	75	19	3/8 Kreis, schneidend	52,00	—
4633S	3/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	74,00	—
4633S4	3/0	75	19	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	74,00	—
4612	4/0	45	12	3/8 Kreis, schneidend	79,00	—
4612S	4/0	45	12	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	99,00	—
4622	4/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend	59,00	—
4622S	4/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	76,00	—
4632	4/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend	52,00	—
4632-4	4/0	75	19	3/8 Kreis, schneidend	52,00	—
4632S	4/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	74,00	—
4632S4	4/0	75	19	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	74,00	—
4601	5/0	45	10	3/8 Kreis, schneidend	79,00	—
4611	5/0	45	12	3/8 Kreis, schneidend	79,00	—
4611S	5/0	45	12	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	99,00	—
4621	5/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend	59,00	—
4621-4	5/0	75	16	3/8 Kreis, schneidend	59,00	—
4621S	5/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	79,00	—
4631	5/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend	59,00	—
4631S	5/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	79,00	—
4600	6/0	45	10	3/8 Kreis, schneidend	89,00	—
4600S	6/0	45	10	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	99,00	—
4610	6/0	45	12	3/8 Kreis, schneidend	79,00	—
4210	6/0	45	12	3/8 Kreis, Rundkörper	99,00	—
4610S	6/0	45	12	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	99,00	—
4620	6/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend	69,00	—
4620S	6/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	89,00	—
4630S	6/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	89,00	—

Artikel	Stärke in USP	Länge in mm	Nadel in mm	Bezeichnung	Preis in €* je 24 Stück	Anzahl
---------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------------------	--------

SILK schwarz, beschichtet, nicht resorbierbar

1134	2/0	75	22	1/2 Kreis, Rundkörper	48,00	—
1134T	2/0	75	22	1/2 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	74,00	—
1623	3/0	75	16	3/8 Kreis, schneidend	46,00	—
1123	3/0	75	17	1/2 Kreis, Rundkörper	48,00	—
1623S	3/0	75	17	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	99,00	—
1123T	3/0	75	17	1/2 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	72,00	—
1523	3/0	75	18	3/8 Kreis, schneidend	49,00	—
1233	3/0	75	18	3/8 Kreis, Rundkörper	50,00	—
1233T	3/0	75	18	3/8 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	74,00	—
1633S	3/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	99,00	—
1433	3/0	75	20	gerade Rundkörpernadel	48,00	—
1923	3/0	75	20	1/2 Kreis, Rundkörper	44,00	—
1923T	3/0	75	20	1/2 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	74,00	—
1533	3/0	75	22	3/8 Kreis, schneidend	52,00	—
1133T	3/0	75	22	1/2 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	74,00	—
1612	4/0	45	12	3/8 Kreis, schneidend	67,00	—
1222	4/0	75	15	3/8 Kreis, Rundkörper	49,00	—
1222T	4/0	75	15	3/8 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	72,00	—
1622	4/0	75	16	3/8 Kreis, schneidend	46,00	—
1622S	4/0	75	16	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	99,00	—
1122	4/0	75	17	1/2 Kreis, Rundkörper	48,00	—
1122T	4/0	75	17	1/2 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	72,00	—
1522	4/0	75	18	3/8 Kreis, schneidend	49,00	—
1232	4/0	75	18	3/8 Kreis, Rundkörper	50,00	—
1232T	4/0	75	18	3/8 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	72,00	—
1632	4/0	75	19	3/8 Kreis, schneidend	42,00	—
1632S	4/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	99,00	—
1432	4/0	75	20	gerade Rundkörpernadel	48,00	—
1922	4/0	75	20	1/2 Kreis, Rundkörper	4,00	—
1922T	4/0	75	20	1/2 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	74,00	—
1532	4/0	75	22	3/8 Kreis, schneidend	52,00	—
1132	4/0	75	22	1/2 Kreis, Rundkörper	44,00	—
1132T	4/0	75	22	1/2 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	74,00	—
1201	5/0	45	10	3/8 Kreis, Rundkörper	78,00	—
1611	5/0	45	12	3/8 Kreis, schneidend	78,00	—
1221	5/0	75	15	3/8 Kreis, Rundkörper	56,00	—
1221T	5/0	75	15	3/8 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	76,00	—
1621	5/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend	46,00	—
1621S	5/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	99,00	—
1121	5/0	75	17	1/2 Kreis, Rundkörper	50,00	—
1121T	5/0	75	17	1/2 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	79,00	—
1631S	5/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	99,00	—
1620	6/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend	74,00	—

Artikel	Stärke in USP	Länge in mm	Nadel in mm	Bezeichnung	Preis in €* je 24 Stück	Anzahl
---------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------------------	--------

POLYESTER grün oder weiß, Silikon beschichtet, nicht resorbierbar

5123	3/0	75	17	1/2 Kreis, Rundkörper	54,00	—
5123T	3/0	75	17	1/2 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	89,00	—
5523	3/0	75	18	1/2 Kreis, schneidend	62,00	—
5633	3/0	75	19	3/8 Kreis, schneidend	54,00	—
5923T	3/0	75	20	1/2 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	89,00	—
5533	3/0	75	22	1/2 Kreis, schneidend	59,00	—
5133T	3/0	75	22	1/2 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	89,00	—
5643	3/0	75	24	3/8 Kreis, schneidend	59,00	—
5612	4/0	45	12	3/8 Kreis, schneidend	59,00	—
5622	4/0	75	16	3/8 Kreis, schneidend	54,00	—
5122	4/0	75	17	1/2 Kreis, Rundkörper	54,00	—
5122T	4/0	75	17	1/2 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	89,00	—
5632	4/0	75	19	3/8 Kreis, schneidend	54,00	—
5922T	4/0	75	20	1/2 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	89,00	—
5532	4/0	75	22	1/2 Kreis, schneidend	59,00	—
5132	4/0	75	22	1/2 Kreis, Rundkörper	52,00	—
5132T	4/0	75	22	1/2 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	89,00	—
542	4/0	12x45		ohne	84,00	—
542-6	4/0	6x45		ohne	59,00	—
5621	5/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend	59,00	—
5621-4	5/0	75	16	3/8 Kreis, schneidend	67,00	—
5121	5/0	75	17	1/2 Kreis, Rundkörper	54,00	—
5121T	5/0	75	17	1/2 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	94,00	—

PROFIMED (PTFE-FADEN) weiß, monofil, nicht resorbierbar

PR623	3/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend	168,00	—
PR633	3/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend	168,00	—
PR533	3/0	45	22	1/2 Kreis, schneidend	168,00	—
PR622	4/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend	168,00	—
PR232T	4/0	45	18	3/8 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	189,00	—
PR522	4/0	45	18	1/2 Kreis, schneidend	168,00	—
PR632	4/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend	168,00	—
PR532	4/0	45	22	1/2 Kreis, schneidend	168,00	—
PF211T	5/0	45	12	3/8 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	232,00	—
PR621	5/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend	168,00	—
PF121T	5/0	45	16	1/2 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	189,00	—
PR231T	5/0	45	18	3/8 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	189,00	—
PR631	5/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend	168,00	—
PR610	6/0	45	12	3/8 Kreis, schneidend	189,00	—
PF210T	6/0	45	12	3/8 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	252,00	—
PR620	6/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend	189,00	—
PR630	6/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend	178,00	—

Ich möchte mehr über das medipac® Nahtmaterial erfahren.

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf.

Ich bin bereits entschlossen, bitte liefern Sie mir zu den genannten Preisen die obenstehende Auswahl.

* Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. gültiger MwSt. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.

Datum, Unterschrift

Praxisstempel

NADELFORMEN



1/2 Kreis




3/8 Kreis



Gerade


NADELSPITZEN



schneidend, Standard



schneidend, extrafein



Rundkörper



Rundkörper, gerade



Rundkörper, Diamantspitze

FÄDEN

resorbierbar



P.G.A.

Chir. Nahtmaterial aus Polyglykolsäure. Violett, geflochten, PGA-PCI beschichtet, resorbierbar.



MONOFAST

Chir. Nahtmaterial aus Polyglykosäure-co-polycaprolactone. Violett, monofil, resorbierbar.



nicht resorbierbar



PROPYLEN

Chir. Nahtmaterial aus Polypropylen. Blau, monofil, nicht resorbierbar.



POLYAMID

Chir. Nahtmaterial aus Polyamid. Blau, monofil, nicht resorbierbar.



SILK

Chir. Nahtmaterial aus Seide. Schwarz, geflochten, Wachs beschichtet, nicht resorbierbar.



POLYESTER

Chir. Nahtmaterial aus Polyester. Grün, geflochten, Silikon beschichtet, nicht resorbierbar.




PROFIMED (PTFE)

Chir. Nahtmaterial aus Polytetrafluorethylen. Weiß, monofil, nicht resorbierbar.



VERPACKUNGS- INFORMATIONEN



1. Artikel
2. Produktcode (Nadelcode)
3. Herstellungsland
4. Nadelkurve
5. Nadellänge
6. Stück (Anzahl)
7. bekannte Stelle / Genehmigungsnummer
8. Nicht wieder verwendbar (Einmalgebrauch)
9. Siehe Gebrauchsanweisungen
10. Fadenlänge
11. Fadenstärke EP / Fadenstärke USP
12. Produktbezeichnung
13. Sterilisierungsmethode
14. Herstellungsdatum
15. Anzahl der Fäden
16. Verfallsdatum
17. Spitzentyp der Nadel
18. Zugfestigkeit