

# VERSUCH MACHT KLUG. VERGLEICH MACHT REICH. HOCHWERTIGES NAHTMATERIAL IN DER PRAKTISCHEN 24ER STAPELBOX.

mectron Deutschland Vertriebs GmbH, Waltherstr. 80/2001, 51069 Köln, tel +49 221 492015 0, fax +49 221 492015 29, www.mectron.de, info@mectron.de

**medipac**<sup>®</sup>  
MEDICAL SUPPLIES

## MEDIPAC<sup>®</sup> NAHTMATERIAL

- ist speziell auf zahnärztliche Chirurgie und Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie abgestimmt
- wird in praktischen Stapelboxen mit je 24 Stück geliefert
- alle gängigen Materialien sowie Nadel-Faden-Kombinationen lieferbar



**mectron**

medical technology



# BESTELLSCHEIN PER FAX AN 0221/492015-29

Artikel	Stärke in USP	Länge in mm	Nadel in mm	Bezeichnung	Preis in €* je 24 Stück	Anzahl
---------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------------------	--------

→ P.G.A. violett eingefärbt, synthetisch, resorbierbar						
9623	3/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend	61,00	—
9123	3/0	75	17	1/2 Kreis, Rundkörper	70,00	—
9633	3/0	75	19	3/8 Kreis, schneidend	74,00	—
9923	3/0	75	20	1/2 Kreis, Rundkörper	70,00	—
9112	4/0	45	12	1/2 Kreis, Rundkörper	74,00	—
9622	4/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend	61,00	—
9122	4/0	75	17	1/2 Kreis, Rundkörper	70,00	—
9632	4/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend	74,00	—
9922	4/0	75	20	1/2 Kreis, Rundkörper	70,00	—
9611	5/0	45	12	3/8 Kreis, schneidend	76,00	—
9111	5/0	45	12	1/2 Kreis, Rundkörper	74,00	—
9621	5/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend	61,00	—
9121	5/0	75	17	1/2 Kreis, Rundkörper	70,00	—
9631	5/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend	70,00	—
9610	6/0	45	12	3/8 Kreis, schneidend	89,00	—
9210	6/0	45	12	3/8 Kreis, Rundkörper	85,00	—

→ MONOFAST violett, monofil, resorbierbar						
18133	3/0	75	22	1/2 Kreis, Rundkörper	89,00	—
18612	4/0	45	12	3/8 Kreis, schneidend	99,00	—
18622	4/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend	89,00	—
18122	4/0	75	17	1/2 Kreis, Rundkörper	89,00	—
18632	4/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend	99,00	—
18432	4/0	75	19	gerade Rundkörpernadel	99,00	—
18922	4/0	75	20	1/2 Kreis, Rundkörper	89,00	—
18132	4/0	75	22	1/2 Kreis, Rundkörper	89,00	—
18611	5/0	45	12	3/8 Kreis, schneidend	99,00	—
18111	5/0	45	12	1/2 Kreis, Rundkörper	99,00	—
18621	5/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend	99,00	—

→ PROPYLEN blau, monofil, nicht resorbierbar						
6623	3/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend	59,00	—
6333	3/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend	59,00	—
6633-4	3/0	75	19	3/8 Kreis, schneidend	59,00	—
6633S	3/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	99,00	—
6633S4	3/0	75	19	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	99,00	—
6612	4/0	45	12	3/8 Kreis, schneidend	80,00	—
6612S	4/0	45	12	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	139,00	—
6222	4/0	45	15	3/8 Kreis, schneidend	79,00	—
6622	4/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend	59,00	—
6622S	4/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	99,00	—
6632	4/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend	59,00	—
6632S	4/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	99,00	—
6632S4	4/0	75	19	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	99,00	—
6432	4/0	45	20	gerade Rundkörpernadel	69,00	—
6611	5/0	45	12	3/8 Kreis, schneidend	93,00	—
6211	5/0	60	12	3/8 Kreis, Rundkörper	89,00	—
6611S	5/0	45	12	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	145,00	—
6221	5/0	45	15	3/8 Kreis, schneidend	79,00	—
6621	5/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend	59,00	—

Artikel	Stärke in USP	Länge in mm	Nadel in mm	Bezeichnung	Preis in €* je 24 Stück	Anzahl
---------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------------------	--------

→ PROPYLEN blau, monofil, nicht resorbierbar						
6621S	5/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	99,00	—
6631	5/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend	59,00	—
6631S	5/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	99,00	—
6431	5/0	45	20	gerade Rundkörpernadel	69,00	—
6600	6/0	45	10	3/8 Kreis, schneidend	112,00	—
6600S	6/0	45	10	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	162,00	—
6610	6/0	45	12	3/8 Kreis, schneidend	108,00	—
6210	6/0	60	12	3/8 Kreis, Rundkörper	99,00	—
6210T	6/0	45	12	3/8 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	89,00	—
6610S	6/0	45	12	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	159,00	—
6220	6/0	45	15	3/8 Kreis, schneidend	84,00	—
6620	6/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend	62,00	—
6620S	6/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	99,00	—
6630	6/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend	59,00	—
6630S	6/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	99,00	—
6899	7/0	60	8	3/8 Kreis, Rundkörper	165,00	—
6898	8/0	45	8	3/8 Kreis, Rundkörper	165,00	—

→ POLYAMID blau, monofil, nicht resorbierbar						
4634	2/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend	52,00	—
4623	3/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend	59,00	—
4633	3/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend	52,00	—
4633-4	3/0	75	19	3/8 Kreis, schneidend	52,00	—
4633S	3/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	74,00	—
4633S4	3/0	75	19	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	74,00	—
4612	4/0	45	12	3/8 Kreis, schneidend	79,00	—
4612S	4/0	45	12	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	99,00	—
4622	4/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend	59,00	—
4622S	4/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	76,00	—
4632	4/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend	52,00	—
4632-4	4/0	75	19	3/8 Kreis, schneidend	52,00	—
4632S	4/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	74,00	—
4632S4	4/0	75	19	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	74,00	—
4601	5/0	45	10	3/8 Kreis, schneidend	79,00	—
4611	5/0	45	12	3/8 Kreis, schneidend	79,00	—
4611S	5/0	45	12	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	99,00	—
4621	5/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend	59,00	—
4621-4	5/0	75	16	3/8 Kreis, schneidend	59,00	—
4621S	5/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	79,00	—
4631	5/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend	59,00	—
4631S	5/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	79,00	—
4600	6/0	45	10	3/8 Kreis, schneidend	89,00	—
4600S	6/0	45	10	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	99,00	—
4610	6/0	45	12	3/8 Kreis, schneidend	79,00	—
4210	6/0	45	12	3/8 Kreis, Rundkörper	99,00	—
4610S	6/0	45	12	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	99,00	—
4620	6/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend	69,00	—
4620S	6/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	89,00	—
4630S	6/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	89,00	—

Artikel	Stärke in USP	Länge in mm	Nadel in mm	Bezeichnung	Preis in €* je 24 Stück	Anzahl
---------	---------------	-------------	-------------	-------------	----------------------------	--------

SILK schwarz, beschichtet, nicht resorbierbar						
1134	2/0	75	22	1/2 Kreis, Rundkörper	48,00	—
1134T	2/0	75	22	1/2 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	74,00	—
1623	3/0	75	16	3/8 Kreis, schneidend	46,00	—
1123	3/0	75	17	1/2 Kreis, Rundkörper	48,00	—
1623S	3/0	75	17	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	99,00	—
1123T	3/0	75	17	1/2 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	72,00	—
1523	3/0	75	18	3/8 Kreis, schneidend	49,00	—
1233	3/0	75	18	3/8 Kreis, Rundkörper	50,00	—
1233T	3/0	75	18	3/8 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	74,00	—
1633S	3/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	99,00	—
1433	3/0	75	20	gerade Rundkörperrnadel	48,00	—
1923	3/0	75	20	1/2 Kreis, Rundkörper	44,00	—
1923T	3/0	75	20	1/2 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	74,00	—
1533	3/0	75	22	3/8 Kreis, schneidend	52,00	—
1133T	3/0	75	22	1/2 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	74,00	—
1612	4/0	45	12	3/8 Kreis, schneidend	67,00	—
1222	4/0	75	15	3/8 Kreis, Rundkörper	49,00	—
1222T	4/0	75	15	3/8 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	72,00	—
1622	4/0	75	16	3/8 Kreis, schneidend	46,00	—
1622S	4/0	75	16	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	99,00	—
1122	4/0	75	17	1/2 Kreis, Rundkörper	48,00	—
1122T	4/0	75	17	1/2 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	72,00	—
1522	4/0	75	18	3/8 Kreis, schneidend	49,00	—
1232	4/0	75	18	3/8 Kreis, Rundkörper	50,00	—
1232T	4/0	75	18	3/8 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	72,00	—
1632	4/0	75	19	3/8 Kreis, schneidend	42,00	—
1632S	4/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	99,00	—
1432	4/0	75	20	gerade Rundkörperrnadel	48,00	—
1922	4/0	75	20	1/2 Kreis, Rundkörper	4,00	—
1922T	4/0	75	20	1/2 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	74,00	—
1532	4/0	75	22	3/8 Kreis, schneidend	52,00	—
1132	4/0	75	22	1/2 Kreis, Rundkörper	44,00	—
1132T	4/0	75	22	1/2 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	74,00	—
1201	5/0	45	10	3/8 Kreis, Rundkörper	78,00	—
1611	5/0	45	12	3/8 Kreis, schneidend	78,00	—
1221	5/0	75	15	3/8 Kreis, Rundkörper	56,00	—
1221T	5/0	75	15	3/8 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	76,00	—
1621	5/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend	46,00	—
1621S	5/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	99,00	—
1121	5/0	75	17	1/2 Kreis, Rundkörper	50,00	—
1121T	5/0	75	17	1/2 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	79,00	—
1631S	5/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend, extrafeine Spitze	99,00	—
1620	6/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend	74,00	—

Artikel	Stärke in USP	Länge in mm	Nadel in mm	Bezeichnung	Preis in €* je 24 Stück	Anzahl
---------	---------------	-------------	-------------	-------------	----------------------------	--------

POLYESTER grün oder weiß, Silikon beschichtet, nicht resorbierbar						
5123	3/0	75	17	1/2 Kreis, Rundkörper	54,00	—
5123T	3/0	75	17	1/2 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	89,00	—
5523	3/0	75	18	1/2 Kreis, schneidend	62,00	—
5633	3/0	75	19	3/8 Kreis, schneidend	54,00	—
5923T	3/0	75	20	1/2 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	89,00	—
5533	3/0	75	22	1/2 Kreis, schneidend	59,00	—
5133T	3/0	75	22	1/2 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	89,00	—
5643	3/0	75	24	3/8 Kreis, schneidend	59,00	—
5612	4/0	45	12	3/8 Kreis, schneidend	59,00	—
5622	4/0	75	16	3/8 Kreis, schneidend	54,00	—
5122	4/0	75	17	1/2 Kreis, Rundkörper	54,00	—
5122T	4/0	75	17	1/2 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	89,00	—
5632	4/0	75	19	3/8 Kreis, schneidend	54,00	—
5922T	4/0	75	20	1/2 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	89,00	—
5532	4/0	75	22	1/2 Kreis, schneidend	59,00	—
5132	4/0	75	22	1/2 Kreis, Rundkörper	52,00	—
5132T	4/0	75	22	1/2 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	89,00	—
542	4/0	12x45		ohne	84,00	—
542-6	4/0	6x45		ohne	59,00	—
5621	5/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend	59,00	—
5621-4	5/0	75	16	3/8 Kreis, schneidend	67,00	—
5121	5/0	75	17	1/2 Kreis, Rundkörper	54,00	—
5121T	5/0	75	17	1/2 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	94,00	—

PROFILIEN (PTFE-FADEN) weiß, monofil, nicht resorbierbar						
PR623	3/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend	168,00	—
PR633	3/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend	168,00	—
PR533	3/0	45	22	1/2 Kreis, schneidend	168,00	—
PR622	4/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend	168,00	—
PR232T	4/0	45	18	3/8 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	189,00	—
PR522	4/0	45	18	1/2 Kreis, schneidend	168,00	—
PR632	4/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend	168,00	—
PR532	4/0	45	22	1/2 Kreis, schneidend	168,00	—
PF211T	5/0	45	12	3/8 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	232,00	—
PR621	5/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend	168,00	—
PF121T	5/0	45	16	1/2 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	189,00	—
PR231T	5/0	45	18	3/8 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	189,00	—
PR631	5/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend	168,00	—
PR610	6/0	45	12	3/8 Kreis, schneidend	189,00	—
PF210T	6/0	45	12	3/8 Kreis, Rundkörper, Diamantspitze	252,00	—
PR620	6/0	45	16	3/8 Kreis, schneidend	189,00	—
PR630	6/0	45	19	3/8 Kreis, schneidend	178,00	—

Ich möchte mehr über das medipac® Nahtmaterial erfahren.

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf.

Ich bin bereits entschlossen, bitte liefern Sie mir zu den genannten Preisen die obenstehende Auswahl.

\* Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. gültiger MwSt. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.

Datum, Unterschrift

Praxisstempel

## NADELFORMEN



1/2 Kreis




3/8 Kreis



Gerade


## NADELSPITZEN



schneidend, Standard



schneidend, extrafein



Rundkörper



Rundkörper, gerade



Rundkörper, Diamantspitze

## FÄDEN

resorbierbar



**P.G.A.**

Chir. Nahtmaterial aus Polyglykolsäure. Violett, geflochten, PGA-PCI beschichtet, resorbierbar.



**MONOFAST**

Chir. Nahtmaterial aus Polyglykosäure-co-polycaprolactone. Violett, monofil, resorbierbar.



nicht resorbierbar



**PROPYLEN**

Chir. Nahtmaterial aus Polypropylen. Blau, monofil, nicht resorbierbar.



**POLYAMID**

Chir. Nahtmaterial aus Polyamid. Blau, monofil, nicht resorbierbar.



**SILK**

Chir. Nahtmaterial aus Seide. Schwarz, geflochten, Wachs beschichtet, nicht resorbierbar.



**POLYESTER**

Chir. Nahtmaterial aus Polyester. Grün, geflochten, Silikon beschichtet, nicht resorbierbar.




**PROFLEN (PTFE)**

Chir. Nahtmaterial aus Polytetrafluorethylen. Weiß, monofil, nicht resorbierbar.



## VERPACKUNGS- INFORMATIONEN



1. Artikel
2. Produktcode (Nadelcode)
3. Herstellungsland
4. Nadelkurve
5. Nadellänge
6. Stück (Anzahl)
7. bekannte Stelle / Genehmigungsnummer
8. Nicht wieder verwendbar (Einmalgebrauch)
9. Siehe Gebrauchsanweisungen
10. Fadenlänge
11. Fadenstärke EP / Fadenstärke USP
12. Produktbezeichnung
13. Sterilisierungsmethode
14. Herstellungsdatum
15. Anzahl der Fäden
16. Verfallsdatum
17. Spitzentyp der Nadel
18. Zugfestigkeit